

CIRCUITOS RESPIRATORIOS DE LA SERIE RT



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Circuitos respiratorios de la serie RT

La tecnología de cable en espiral mejora el control de la condensación en diversos entornos

Cumplimiento uniforme y baja resistencia

El cierre de la sonda ha sido diseñado para garantizar su orientación correcta de la sonda para ofrece información de manera efectiva

El circuito viene premontado

Ligero y flexible

CIRCUITOS RESPITARORIOS DE LA SERIE RT ADULTO

N.º de componente	Descripción	Cantidad
RT200	Kit de circuitos respiratorios para adultos de doble ramal	10 por caja
RT204	Kit de circuitos respiratorios para adultos de doble ramal con línea de presión	10 por caja
RT100	Circuito respiratorio para adultos de doble ramal (cámara excl.)	10 por caja
RT104	Circuito respiratorio para adultos de doble ramal (cámara excl.) con línea de presión	10 por caja
RT205	Kit de circuitos respiratorios para adultos de doble ramal con colector de agua espiratoria	10 por caja
RT206	Kit de circuitos respiratorios para adultos de doble ramal con colector de agua espiratoria y línea de presión	10 por caja
RT105	Circuito respiratorio para adultos de doble ramal (cámara excl.) con colector de agua espiratoria	10 por caja
RT106	Circuito respiratorio para adultos de doble ramal (cámara excl.) con colector de agua espiratoria y línea de presión	10 por caja
RT301	Paquete de CPAP para adultos con circuito calentado y válvula PEEP	10 por caja
RT319	Kit de circuitos respiratorios para adultos de ramal único con ramal inspiratorio de baja resistencia al caudal, alargador flexible, puerto de exhalación, filtro inspiratorio y línea de presión	10 por caja
RT201	Circuito respiratorio para adultos de ramal único con pieza en forma de «Y» y alargador CPAP	10 por caja
RT101	Circuito respiratorio para adultos de ramal único (cámara excl.) con pieza en forma de «Y» y alargador CPAP	10 por caja
RT408	Kit de circuitos respiratorios para adultos de ramal único con alargador flexible e inyector de aire de Venturi	10 por caja

CIRCUITOS RESPIRATORIOS DE LA SERIE RT LACTANTE

N.º de componente	Descripción	Cantidad
RT225	Kit de circuitos respiratorios para lactantes de doble ramal con colector de agua espiratoria y línea de presión (caudal > 4 L/min)	10 por caja
RT226	Kit de circuitos respiratorios para lactantes de doble ramal con colector de agua espiratoria y línea de presión (caudal 0,3-4 L/min)	10 por caja
RT227	Kit de circuitos respiratorios para lactantes de doble ramal con colector de agua espiratoria y línea de presión para ventiladores de la serie SLE2000	10 por caja
RT228	Kit de circuitos respiratorios para lactantes de doble ramal con colector de agua espiratoria y línea de presión para ventiladores de la serie SLE5000	10 por caja
RT125	Circuito respiratorio para lactantes de doble ramal (cámara excl.) con colector de agua espiratoria y línea de presión (caudal > 4 L/min)	10 por caja
RT126	Circuito respiratorio para lactantes de doble ramal (cámara excl.) con colector de agua espiratoria y línea de presión (caudal 0,3-4 L/min)	10 por caja
RT127	Circuito respiratorio para lactantes de doble ramal (cámara excl.) con colector de agua espiratoria y línea de presión para ventiladores de la serie SLE2000	10 por caja
RT324	Kit de circuitos respiratorios para lactantes de ramal único con línea de presión, alargador espiratorio para CPAP de controlador de caudal y alargador para bolsa de agua	10 por caja
RT329	Kit de circuitos respiratorios para lactantes de ramal único con válvula de alivio de presión	10 por caja