

MASCARILLA PARA ANESTESIA SURE SEAL CON COJÍN DE AIRE



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Las mascarillas SURE SEAL cuentan con un diseño especial y confortable para la nariz, con un sello de baja presión. Anillos codificados de colores removibles para diferentes procedimientos.

Cat. No.	Size	Connector Size (mm)	Inflation Port	Ring Color
1271	Neonate	15		White
1272	Infant	15		Pink
1273	Pediatric	22		Yellow
1274	Small Adult	22		Green
1275	Medium Adult	22		Red
1276	Large Adult	22		Blue