


CIRCUITO PARA VENTILADOR CON TUBO DE 1/8 Y 1/4 CON TRAMPA DE AGUA MCA. HUDSON

CODIGO 1617



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Circuitos de ventilador para adulto, conexión estándar 22mm, conexiones para el uso con una gran variedad de ventiladores.

Circuito con 1/8 in. y 1/4 in. I.D. presión que supervisa tubería y trampas separadas de agua.

ADULTO

No. Registro Social: 1696E2002SSA