

## ESPIRÓMETRO INCENTIVO.



### Información del producto

El entrenador del volumen pulmonar Hudson rci (Ive) cuenta con: • amplia gama de caudales de 200-1200cc / seg. • los ajustes de flujo ajustable, claramente marcados • diseño de doble cámara que crea resistencia constante que levanta la bola cuando el paciente mantiene la inspiración igual al ajuste de flujo inspiratorio seleccionado.

MODELO	UNIDAD DE VENTA	VARIANTES
1750	Pieza	Adulto

**Categoría: Inspirómetros.**

**Marca: Hudson**

**Empaque: 10**

No. Registro Sanitario:1733E2022SSA