

CARRO PARA MONITOR KN 0001



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

La base cóncava de aluminio de diseño especial aumenta la seguridad de la movilidad. Bueno y conveniente para transportar en varios lugares. Idea para dispositivos más pequeños como monitor de signos vitales, pequeños paneles de plataforma, etc

Peso que soporta: 21 Kg

Área central cubierta en base cóncava para contrapeso opcional

Diámetro de base cóncava de aluminio 52 cm (20.4"); ancho centrado sobre la base

Rango de ajuste de altura para adaptarse a diferentes usuarios de altura o altura mínima: 80 cm (31.5") o altura máxima: 125 cm (49.5")

La placa de montaje deslizable se puede usar con varios dispositivos médicos montados en la parte inferior o paneles de plataforma

Gancho de cable para la gestión de cables Cestas para uso general con ganchos para cables

Ruedas médicas de doble rueda de diámetro para facilitar la transición sobre superficies irregulares, antiestáticas, 2 con frenos.

Equipos con los que se puede montar: Monitores: JY 2000 JY 3000 KN 601A. Electrocardiógrafos: EC EM301