

CIRCUITO DE ANESTESIA ADULTO EXPANDIBLE 351413



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Circuito Expandible en "Y" Giratorio de 40" - 108" (1.00 Mts - 2.70 Mts) Para Anestesia Adulto con Bolsa de 3 Litros y Filtro - Suave y con un tubo con paredes gruesas y libre de goteras. Partes plasticas duras y transparentes, para su supervisión, mantiene sus dimensiones cuando se expone al calor y a la humedad.

Codo de linea de muestreo con angulo de 90° para prevenir torcedura de la linea y giro de 360° para corregir la posicion de la linea. Pieza "Y" disponible en adulto y pediatrico. Pieza "Y" giratoria disponible con o sin puerto para las necesidades de circuitos especializados. Sistema de no-reinhalacion de una sola via disponibles en Jakson Rees modificado, Mpilson D, Bain y CPRAM.

Disponibles con con tubo expandible 22mm.

Disponibles con y sin puerto de linea de muestreo.