

# CIRCUITO PARA VENTILACION



Cat. No.	Bear 1, 2, 3	Bear 5, 1000	Bird 6400ST	Bird 8400ST	Emerson	Engstrom Erica	Drager, Evita 2 & 4, Savina	Hamilton Veolar, Galileo, Amadeus, Raphael	Infrasonics Adult STAR	Monaghan 225	Newport Wave	Newport Breeze E-150, E-100i	PB MA-1, 2, 2+2, 7200 (early models)	PB 7200, A, AE, SPE, E, 740, 760, 840	Siemens Servo 900 A, B, C, 300, i
1607			•	•	•	•	•	•	•				•	•	

## DESCRIPCION GENERAL:

Circuito para ventilacion Adulto Estandar marca HUDSON codigo 1607

## CARACTERISTICAS:

Circuito de ventilador para paciente adulto con conexion estándar 22mm, diseñado para el uso con una gran variedad de ventiladores cuenta con puerto de temperatura y conector para HMEs.

No. Registro Social: 1696E2002SSA