

Sistema de CPAP nasal para infante.



Incluye: Cánula Codo conector inspiratorio Codo conector espiratorio Gorro de sujeción Dos secciones 6" velcro
 Dos secciones de tubo corrugado Línea de monitoreo de presión

CÁNULA	TAMAÑO FRENCH	CATÁLOGO SISTEMA	RANGO DE PESO INFANTE (GRAMOS)
0	10	1683	<700
1	12	1685	700-1250
2	13	1686	1250-2000
3	15	1687	2000-3000
4	16	1688	>3000
5	20	1689	1-2 años