

MASCARILLA CONVERTIBLE TRES EN UNO



Información del producto

Las máscaras tres en uno pueden ser usadas como una de baja concentración, alta concentración o de no re-inhalación. Incluyen válvula con trampa (flapper) sin látex, bolsa de no re-inhalación ensamblada, 7 ft (2.13 metros) de tubería para suministro de oxígeno y conector de oxígeno. Clip nasal ajustable que asegura una ajuste cómodo. Bolsa reservorio de 750 ml.

MODELO	UNIDAD DE VENTA	VARIANTES
1061	Pieza	Adulto

No. Registro Sanitario:1775E2002SSA

Categoría: Mascarillas, cánulas y tubos

Marca: Hudson

Empaque: 50