

MICRONEBULIZADOR DE BAJO VOLUMEN MICRO MIST CON MASCARILLA ADULTO



Categoría: Nebulizadores
Marca: Hudson
Empaque: 50

Información del producto

Micro mist, el pequeño nebulizador de volumen es diseñado para el funcionamiento y la economía e incluye los rasgos de diseño necesarios por médicos de cuidado respiratorios de hoy. Esto puede ser usado para tratamientos hechos a mano o en vigor. - nebulizador - tamaño de partícula óptimo entregado en tarifas eficientes de nebulización (mmad = 2.1 micrones) - el funcionamiento constante en ángulos hasta 90 grados que permite la entrega de medicamentos a pacientes colocando horizontalmente o con exigencias especiales - el motor se queda en el lugar a no ser que intencionalmente lo quiten - sello fácil, el gorro roscado y la capacidad de 8cc anti derrame de el tarro para prevenir el escape, con mascarilla adulto, con tubo de depósito, 7 pies de tubería y conector universal.

| MODELO | UNIDAD DE VENTA | VARIANTES |
|--------|-----------------|--------------------------------------|
| 1885 | Pieza | Micro mist con mascarilla adulto |
| 1886 | Pieza | Micro mist con mascarilla pediátrica |

No. Registro Social: 1733E2022SSA