



CIRCUITO FIJO PARA ANESTESIA ADULTO CON BOLSA DE 3 LITROS.



COD351213

**EL CIRCUITO HUD351213 ES FIJO EN Y CON UNA LONGITUD DE 60 PULGADAS
(1.50 MTS) ESTE CIRCUITO ES PARA ANESTESIA EN TAMAÑO ADULTO
CON BOLSA DE 3 LITROS Y FILTRO MCA. HUDSON**

No. Registro Social: 1696E2002SSA

FICHA TECNICA