

# RESUCITADOR CON MASCARILLA Y DESVIADOR DE FLUJO Y VALVULA PEEP DESECHABLE



## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Cumple con los estándares iso y astm, conector de tubo giratorio de 360°.  
100% libre de látex

Incluye tibería de oxígeno star-lumen y conector de oxígeno universal, válvula pop-off para liberación de presión.

## RESUCITADOR CON MASCARILLA Y DESVIADOR DE FLUJO Y VALVULA PEEP DESECHABLE

**PEEP** La presión positiva al final de la espiración (PEEP) es una técnica mecánica que a menudo se utiliza al ventilar a un paciente inconsciente evitando que los pulmones colapsen.

MODELO	UNIDAD DE VENTA	VARIANTES
5374	PIEZA	ADULTO
5369	PIEZA	PEDIÁTRICO
5364	PIEZA	NEONATAL

No Registro Sanitario: 1379E2021SSA