

CIRCUITO PARA VENTILADOR DE PRESION Y VOLUMEN DESECHABLE



Información del producto

Circuitos de ventilador para adulto, conexión estándar 22mm, conexiones para el uso con una gran variedad de ventiladores. - circuito con 1/8 in. Y 1/4 in. I.d. Presión que supervisa tubería sin trampas de agua a diferencia.

MODELO	UNIDAD DE VENTA	VARIANTES
1619	Pieza	Adulto

Categoría: Circuitos De Ventilación
Marca: Hudson
Empaque: 10

No. Registro Social: 1696E2002SSA

FICHA TECNICA