

NEBULIZADOR DESECHABLE DE ALTO VOLUMEN DE 500 ML CON CONCENTRACION VARIABLE



Información del producto

Nebulizador desechable de alto volumen diseñado para el uso clínico con la proporción del agua. - la concentración de gas está dentro del rango del 28% al 98%. - peso ligero para su fácil utilización. - el anillo amarillo brillante venturi-style con marcador incremental para configurar la concentración de oxígeno. - el vaso de polipropileno contiene hasta 500cc de agua - niveles del agua marcados claramente.

MODELO

1770

UNIDAD DE VENTA

Pieza

VARIANTES

Concentración Variable

Categoría: Nebulización y accesorios

Marca: Hudson

Empaque: 50

No. Registro Social: 1733E2022SSA

FICHA TECNICA