

KIT DE NEBULIZADOR NEONATAL



Información del producto

Cada equipo incluye: - nebulizador up-draft ii opti-neb™. - tubo corrugado de 12 pulgadas 10mm. - adaptador de nebulizador de 22mm o.d./18mm i.d. X 10mm. - conector de 10mm x 7.5mm. - boquilla neonatal de 10mm i.d. X 10mm o.d. - tubo de oxígeno de 7 pies. · para la nebulización de volumen bajo durante la ventilación mecánica neonatal con circuitos de 10mm i.d.

MODELO

1790

UNIDAD DE VENTA

Pieza

VARIANTES

Micro mist neonatal

Categoría: Nebulizadores

Marca: Hudson

Empaque: 50

No. Registro Social: 1733E2022SSA

FICHA TECNICA