

MICRONEBULIZADOR DE BAJO VOLUMEN MICRO MIST



Información del producto

Micro mist, el pequeño nebulizador de volumen es diseñado para el funcionamiento y la economía e incluye los rasgos de diseño necesarios por médicos de cuidado respiratorios de hoy. Esto puede ser usado para tratamientos hechos a mano o en vigor. - nebulizador - tamaño de partícula óptimo entregado en tarifas eficientes de nebulización (mmad = 2.1 micrones) - el funcionamiento constante en ángulos hasta 90 grados que permite la entrega de medicamentos a pacientes colocando horizontalmente o con exigencias especiales - el motor se queda en el lugar a no ser que intencionalmente lo quiten - sello fácil, el gorro roscado y la capacidad de 8cc anti derrame de el tarro para prevenir el escape.

MODELO

1880

UNIDAD DE VENTA

Pieza

VARIANTES

Micro mist

Categoría: Nebulizadores

Marca: Hudson

Empaque: 50

No. Registro Social: 1733E2022SSA

FICHA TECNICA