

ima médica

“Máx**IMA** Calidad y Servicio”

Número de aviso: 2314102002C00175





EQUIPO MEDICO



VIDEOLARINGOSCOPIO ONFOCUS





PANTALLA **FLEX**



-  Hasta 50 intubaciones con una carga
-  Captura fotos y videos, memoria de 8GB
-  Imagen inigualable, pantalla 3" HD
-  Cuenta con movimiento 135°

PANTALLA **LUX**



-  Hasta 50 intubaciones con una carga
-  Captura fotos y videos, memoria de 128 GB
-  Imagen inigualable, pantalla 3.5" HD
-  Cuenta con movimiento 135°

COMPATIBLES CON HOJAS
W-BLADE Y HOJAS REUSABLES

Lease instructivo incluido en el producto

VIDEOLARINGOSCOPIO ONFOCUS







HOJAS
W-BLADE REUSABLES



ACCESORIOS



PANTALLA
ADVANCE

-  Bateria de respaldo y cable de corriente
Bateria interna de 120 min de duración
-  Captura de fotos y videos.
Memoria interna 16 GB
-  Pantalla de 7" HD que puedes colocar
en cualquier tripie o sobre la mesa
-  Hasta 3 dispositivos conectados de manera
simultanea

Lease instructivo incluido en el producto

MONITOR MULTIPARAMETROS KN 601A



ESPECIFICACIONES

Pantalla LCD de alta resolución de 7pulgadas

Medición Inteligente de ECG / NIBP / SpO2 / PR / Pleth

TEMP Alarma acústica y visual

Batería de Li-ion recargable, hasta una alimentación de 3 horas



Registro Sanitario No. 1142E2020 SSA
Lease instructivo incluido en el producto

ELECTROCARDIOGRAMA EC EM301



3 TIPOS DE CANALES

3 / 6 / 9

TODOS CON 12 DERIVACIONES



ESPECIFICACIONES

Tres modos de funcionamiento: Automático, Manual y Ritmico. Pantalla LCD de 7 pulgadas plegable. Tarjeta SD de 4G con capacidad para 10,000 grupos de ondas de ECG de 12 derivaciones cada 10 segundos. Sistema de impresión de matriz térmica de alta resolución. 8 hrs de funcionamiento con cargas total. 12 derivaciones estándar con protección frente a la desfibrilación.

Registro Sanitario No. 0772E2019SSA
Lease instructivo incluido en el producto

CARRO PARA MONITOR Y/O ELECTROCARDIOGRAFO CON CANASTILLA Y RUEDAS KN 0001



ESPECIFICACIONES

La base cóncava de aluminio de diseño especial aumenta la seguridad de la movilidad. Bueno y conveniente para transportar en varios lugares. Ideal para dispositivos más pequeños como monitor de signos vitales, pequeños paneles de plataforma, etc

Peso que soporta: 12 Kg

Area central cubierta en base cóncava para contra peso opcional

La placa de montaje deslizable se puede usar con varios dispositivos médicos montados en la parte inferior los paneles de plataforma

Gancho de cable para la gestión de cables C estas para uso general con ganchos para cables

Ruedas médicas de doble rueda de diámetro para facilitar la transición sobre superficies irregulares, antiestáticas. 2 con frenos.

Equipos con los que se puede montar:

Monitores : YJ2000 YJ3000 KN601A .

Electrocardiografos: C E E M 3 0 1



TAMAÑO Y PESO

Diámetro de base cóncava de aluminio

52 cm (20.4"); ancho centrado sobre al base

Rango de ajuste de altura para adaptarse a diferentes usuarios de altura o altura minima de 80cm o altura maxima de 125 cm

Lease instructivo incluido en el producto

CARRO PARA ULTRASONIDO



ESPECIFICACIONES

Tamaño de escritorio adecuado para todos los sistemas de ultrasonido potable Hechode ABS, fuerte y ligero, fácil de limpiar.
Protección total para al máquina de ultrasonido, sondas, impresora de video, etc.
Mango incorporado en el escritorio
Soportes incorporados para varias sondas y gel
Cajón incorporado para grabadora



TAMAÑO Y PESO

Altura: 68 cm
Ancho: 45 cm
Largo: 70 cm
Peso neto: 12 kg

Lease instructivo incluido en el producto

CARRO PARA ELECTROCAUTERIO



ESPECIFICACIONES

Adecuado para diversos instrumentos médicos, como una máquina de electrocardiograma, una unidad electroquirúrgica o un sistema de ultrasonido portátil. Diseño de cajón incorporado para almacenamiento de accesorios. Material ABS. Fácil y seguro de limpiar, anti erosión, como alcohol, yodo, oxidol y otros desinfectantes médicos.



TAMAÑO Y PESO

Altura: 46 cm
Ancho: 46 cm
Largo: 75 cm
Peso neto: 12 kg

Lease instructivo incluido en el producto

CARRO DE URGENCIAS MA ET750H



ESPECIFICACIONES

- Cinco cajones
2 cajones pequeños,
2 medianos
1 grande (con chapa y llave)
- Tamaño: 6.5 cm pequeño,
12 cm mediano,
25 cm grande.
Cubierta de Plástico.
- El soporte del desfibrilador puede ser giratorio y rotar 360 grados.
- 1 portasueros ajustable
- 1- compartimento para documentos
,2 contenedores de punzocortantes,
2 cesto para desechos
1 repisa abatible.
- Cuatro ruedas, 2 con freno.
- 4 Columnas de aluminio reforzadas
- Multicontacto doble con extensión de 5 m
- Porta-tanque de oxígeno abatible
- Tablero para reanimación



TAMAÑO Y PESO

- Tamaño: 75 x 48 x 93 c m
- Peso Neto: 40 Kg



MATERIAL

- Material ABS



Lease instructivo incluido en el producto

NEGATOSCOPIO SENCILLO



ESPECIFICACIONES

La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios.

El panel se iluminará automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, y los paneles de cada panel funcionan por separado.

Cada panel se puede iluminar y atenuar por separado, cada panel se puede trabajar como un solo visor. La luminancia puede ser modulada en un rango de 1% a 100% continuamente. La temperatura de color es de hasta 8000K

NEGATOSCOPIO DOBLE



ESPECIFICACIONES

La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios. El panel se iluminará automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, y los paneles de cada panel funcionan por separado. Cada panel se puede iluminar y atenuar por separado, cada panel se puede trabajar como un solo visor. La luminancia puede ser modulada en un rango de 1% a 100% continuamente. La temperatura de color es de hasta 8000K. La luminancia puede ser superior a 4000cd/m².

Lease instructivo incluido en el producto

ELECTROCAUTERIO 100-A



ESPECIFICACIONES

Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Etc Uso para instrumentos Monopolares y Bipolares Cuenta con 9 usuarios de programación. Incluye pedales, cable reusable para placa, cable para uso Bipolar y Pinzas para Neurocirugía Portable y fácil de usar



FUENTE DE ALIMENTACION

Entrada: 120-230 V~ 60/50Hz 5A



TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 22cm x 13cm x 25cm
Peso neto: 4kg

Registro Sanitario No. 2028E2017SSA
Lease instructivo incluido en el producto



ELECTROCAUTERIO 100-C



ESPECIFICACIONES

Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Etc. Uso para instrumentos Monopolares y Bipolares. Cuenta con 9 usuarios de programación. Incluye pedales, cable reusable para placa, cable para uso Bipolar y Pinzas para Neurocirugía. Portable y fácil de usar.



TAMAÑO Y PESO

Tamaño: 22cm x 13cm x 25cm
Peso neto: 4kg



FUENTE DE ALIMENTACION

Entrada: 120-230 V~ 60/50Hz 5A



Registro Sanitario No. 2028E2017SSA
Lease instructivo incluido en el producto

DEFIBRILADOR SEMIAUTOMÁTICO

Uso en Adulto y Pediátrico, Parlante en idioma español.
Realiza auto diagnóstico (análisis de EKG de 4 a 15 segundos)
Aplica descarga sólo oprimiendo un botón
Intuitivo, fácil de usar, seguro y portátil
Incluye 1 juego de parches para uso adulto y pediátrico
Incluye estuche para transportarlo

Medidas:

Asa doblada: 200 x 213 x 71 mm

Asa abierta:

257 x 213 x 71 mm

Peso: 1.56 kg



Registro Sanitario: 1878E2024SSA
Lease instructivo incluido en producto