

FICHA TECNICA

SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PEDIATRICO Y NEONATAL



CODIGO Y COLOR

ASPSSC6FR

MEDIDA 6 FR
LONGITUD 30 cm



El conector en Y Pediátrico de Aspi- Trach, esta diseñado para facilitar el intercambio del adaptador de tubo endotraqueal.

El adaptador de tres tamaños diferentes se adapta a diferentes tamaños de tubo endotraqueal simultáneamente.

El diseño de Ventilación permite la comodidad del paciente de succionar sin detener la ventilación del aire.

Registro Sanitario: 0565C2021SSA

Extensión para circuito



Cuña para desconexión.



Valvula para activar la succión con seguro giratorio.



Adaptadores para tubo endotraqueal.



Puerto para irrigación unidireccional.



Manga de poliuretano para cubrir el cateter.



FICHA TECNICA

SISTEMA DE SUCCIÓN CERRADO PEDIATRICO Y NEONATAL



CODIGO Y COLOR

ASPSSC8FR

MEDIDA 8FR
LONGITUD 30 cm



El conector en Y Pediátrico de Aspi-Trach, esta diseñado para facilitar el intercambio del adaptador de tubo endotraqueal.

El adaptador de tres tamaños diferentes se adapta a diferentes tamaños de tubo endotraqueal simultáneamente.

El diseño de Ventilación permite la comodidad del paciente de succionar sin detener la ventilación del aire.

Registro Sanitario: 0565C2021SSA

Extensión para circuito

Cuña para desconexión.

Valvula para activar la succión con seguro giratorio.

Adaptadores para tubo endotraqueal.

Puerto para irrigación unidireccional.

Manga de poliuretano para cubrir el cateter.

