

FICHA TECNICA

CARRO DE EMERGENCIAS



El carro para emergencias es una herramienta práctica y versátil para transportar objetos de forma segura y eficiente. Fabricado con ABS de alta calidad, este carro ofrece una estructura resistente y duradera.



TABLA DE ESPECIFICACIONES CARRO DE EMERGENCIAS



Especificaciones Generales	Altura: 92 cm
	Ancho: 75 cm
	Largo: 48 cm
	Peso neto: 50 kg
Accesorios	Extensión trifásica de 5 m con dos contactos trifásicos
	Tabla CPR para reanimaciones
	Atril porta suero de cuatro ganchos
	Charola para Desfibrilador con altura graduable
	2 Recipientes para objetos pulso-cortantes
	Separadores para dividir cada una de los cajones
	Dos juegos de llaves para chapa de seguridad
	5 cajones con 3 niveles distintos de profundidad
Aditamentos	Porta documentos
	2 Recipientes para desechos
	Espacio abatible para colocar tanque de Oxigeno
	4 Ruedas de 4" en plástico ABS, 2 con freno
	Charola retirable para usos varios