

FICHA TECNICA

CARRO PARA ULTRASONIDO CON CHAROLA



Su moderno diseño ayuda a mantener y transportar de manera ágil y segura equipos de ultrasonido portátiles en diferentes áreas del hospital ó el consultorio. Diseño de charola superior que incluye porta transductores (2) y porta tubo para gel conductor.

Diseño que incluye charola para impresora.

Dimensión del carro:

67 cm (largo) x 44 cm (ancho) x 74cm (alto)

Material ABS: Resistente, ligero, fácil de limpiar,

anti-erosión, resistente a diferentes líquidos limpiadores (Alcohol).

Cuatro ruedas, dos con frenos.



ESPECIFICACIONES GENERALES

Altura: 68 cm

Ancho: 45 cm

Largo: 70 cm

Peso neto: 12 kg