



“Máxima Calidad y Servicio”

Número de aviso: 2314102002C00175

CATALOGO EQUIPO MEDICO

VIDEOLARINGOSCOPIO ONFOCUS



Compatible con
hojas w blade y hojas reusables

PANTALLA ONFOCUS FLEX

Hasta 50 intubaciones con una carga

Captura fotos y videos memoria
interna de 8gb

Imagen inigualable pantalla 3" HD

Cuenta con movimiento de 135°



Compatible con
hojas w blade y hojas reusables

PANTALLA ONFOCUS LUX

Hasta 50 intubaciones con una carga

Captura fotos y videos memoria
interna de 128gb

Imagen inigualable pantalla 3.5" HD

Cuenta con movimiento de 135°

Lease Instructivo incluido en el producto



On Focus[®]
Videolaryngoscopes

VIDEOLARINGOSCOPIO ADVANCE



Batería de respaldo
Cable de corriente como
Batería interna de 120 de duración



Captura fotos y videos
Memoria interna de 8gb.



Pantalla de 7" HD que puedes colocar
en cualquier tripie o sobre
una mesa



Hasta 3 dispositivos conectados de
manera simultanea

Lease Instructivo incluido en el producto

On Focus[®]
Videolaryngoscopes

CARRO PARA MONITOR Y/O ELECTROCARDIOGRAFO CON CANASTILLA Y RUEDAS KN 0001



La base cóncava de aluminio de diseño especial aumenta la seguridad de la movilidad.

Bueno y conveniente para transportar en varios lugares. Ideal para dispositivos más pequeños como monitor de signos vitales, pequeños paneles de plataforma, etc. Peso que soporta: 12 Kg

Area central cubierta en base cóncava para contra peso opcional

La placa de montaje deslizable se puede usar con varios dispositivos médicos montados en la parte inferior de los paneles de plataforma. Gancho de cable para la gestión de cables C estas para uso Ruedas medicas de sobre rueda de diámetro para facilitar la transición sobre superficies irregulares, antiestáticas. 2 con frenos.

Equipos con los que se puede montar:

Monitores : Y J 2'0 0 0

YJ3000 KN601A.

Electrocardiografos: CE E M 3 01

Diámetro de base cóncava de aluminio

52 cm (20.4"); ancho centrado sobre al base

Rango de ajuste de altura para adaptarse a diferentes usuarios de altura o altura minima de 80cm o altura maxima de 125 cm

Lease Instructivo incluido en el producto



MONITOR MULTIPARAMETRO KN-601A

Pantalla LCD de alta resolución de 7pulgadas
Medición Inteligente de ECG / NIBP / SpO2 / PR / Pleth
TEMP Alarma acústica y visual
Batería de Li-ion recargable, hasta una alimentación
de 3 horas



Lease Instructivo incluido en el producto



ELECTROCARDIOGRAFO ECG EM-301

Tres modos de funcionamiento: Automático, Manual y Ritmico. Pantalla LCD de 7 pulgadas plegable. Tarjeta SD de 4G con capacidad para 10,000 grupos de ondas de ECG de 12 derivaciones cada 10 segundos. Sistema de impresión de matriz térmica de alta resolución. 8 hrs de funcionamiento con carga total. 12 derivaciones estándar con protección frente a la desfibrilación.



3 TIPOS DE CANALES
3/6/9
TODOS CON 12 RESERVACIONES

Registro Sanitario No. 0772E2019SSA
Lease Instructivo incluido en el producto



CARRO PARA ULTRASONIDO

Tamaño de escritorio adecuado para todos los sistemas de ultrasonido potable Hechode ABS, fuerte y ligero, fácil de limpiar.

Protección total para al máquina de ultrasonido, sondas, impresora de video, etc.

Mango incorporado en el escritorio

Sopórtes incorporados para varias sondas y gel

Cajón incorporado para grabadora.

Altura: 68 cm Ancho: 45 cm Largo: 70 cm Peso neto: 12 kg



Registro Sanitario No. 0772E2019SSA
Lease Instructivo incluido en el producto



CARRO PARA ELECTROCAUTERIO

Adecuado para diversos instrumentos médicos, como una máquina de electro-cardiograma, una unidad electroquirúrgica
Diseño de calde incorporado portatil. almacenamiento de accesorios. Material ABS
Fácil y seguro de limpiar, anti erosión, como alcohol, yodo, oxidol y otros desinfectantes médicos

Altura: 46 cm Ancho: 46 cm Largo: 75 cm Peso neto: 12 kg



Registro Sanitario No. 0772E2019SSA
Lease Instructivo incluido en el producto



CARRO DE URGENCIAS MA ET7550H

- Cinco cajones | 2 cajones pequeños. 2 medianos
1 grande (con chapa y llave) Tamaño: 6.5 cm pequeño.
12 cm mediano. 25 cm grande Cubierta de Plástico
- El soporte del desfibrilador puede ser giratorio y rotar 360 grados.
- 1 portasueros ajustable 1- compartimento para documentos
2 contenedores de punzocortantes. 2 cesto para desechos
1 repisa abatible. Cuatro ruedas, 2 con freno 4 Columnas de
aluminio reforzadas Multicontacto doble con extensión de 5 ml
- Porta-tanque de oxígeno abatible-Tablero para reanimación

Tamaño 75x48x93cm Peso Neto: 40 Kg Material ABS




Lease Instructivo incluido en el producto



NEGATOSCOPIO

SENCILLO




La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios.

El panel se ilumina automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, los paneles de cada panel funcionan por separado.

La luminancia puede ser modulada e en un rango de 1% a 100% continuamente. La temperatura de color es de hasta 8000K

DOBLE



La luz LED garantizada funciona de manera consistente y hace que el espectador tenga una vida útil más larga, ahorro de energía y seguridad para los usuarios. El panel se ilumina automáticamente cuando la película se inserta y se apaga cuando se retira, los paneles de cada panel funcionan por separado. Cada panel se puede iluminar y atenuar por separado, cada panel se puede trabajar como un solo visor. La luminancia puede ser modulada en un rango de 1% a 100% continuamente. La temperatura de color es de hasta 8000K. La luminancia podría ser superior a 4000cd/m²

ELECTROCAUTERIO 100-A (GENERADOR ELECTROQUIRURGICO)

Uso para Quirófano General, Laparoscopia.
Endoscopia, Ginecología, Etc Uso para instrumentos Monopolares
y Bipolares Cuenta con usuarios de programación.
incluye para ale igle y Pinzas para leurocirugia. Portable y fácil de
usar

Tamaño: 22cm X 13cm X 25cm Peso Neto: 4 kg.
Entrada 120 V-60/50Hz 5A



Lease Instructivo incluido en el producto

OBS[®]

ELECTROCAUTERIO OBS-100C (GENERADOR ELECTROQUIRURGICO)

Uso para Quirófano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecología, Etc Uso para instrumentos Monopolares Bipolares Cuenta con Susuarios deprogramación. Incluye pedales, cable reusable para placa,cable para uso Bipolar y Pinzas para Neurocirugía. Portable fácil de usar

Tamaño: 22cm X 13cm X 25cm Peso Neto: 4 kg.
Entrada 120-230V 60/50Hz 5A



Lease Instructivo incluido en el producto

OBS®

DESFIBRILIDARO SEMIAUTOMATICO

Uso en Adulto y Pediátrico, Parlante en idioma español.
Realiza auto diagnóstico (análisis de EKG de 4 a 15 segundos)
Aplica descarga sólo oprimiendo un botón
Intuitivo, fácil de usar, seguro y portátil.
Incluye 1 juego de parches para uso adulto y pediátrico
Incluye estuche para transportarlo
Medidas:
Asa doblada: 200 x 213 x 71 mm
Asa abierta:
257 x 213 x 71 mm
Peso: 1.56 kg



Registro Sanitario No. 1878E2024SSA
Lease Instructivo incluido en el producto

