

# FICHA TECNICA

## PANTALLA FLEX BLACK PRO



OnFocus® Black Pro es la pantalla portátil flexible de 3" con capacidad de movimiento de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante cuenta con batería interna de 250 minutos de duración .



Cable de corriente incluido, así como batería interna de 120 min. de duración. Puede funcionar conectado a la corriente.



Memoria interna de 32gb para grabar fotos y videos reproducibles desde la pantalla. Conecta una pantalla externa por su puerto HDMI.

Siendo la capacidad más amplia de las pantallas portátiles. Además de incluir 2 años de garantía

No. Registro Sanitario: 0408E2021SSA



# FICHA TECNICA

## PANTALLA FLEX

### BLACK PRO



Componente	Descripción	Índice técnico
Aparato	Pantalla	3 Pulgadas LCD
	Resolución	1280*720 px.
	Angulo de visión	>70°
	Poder	<2W
	Rotación de pantalla	Izquierda/derecha 135°/135° (0°~270°) Frente/ Atras 35°/145° (0°~180°)
Caméra	Peso	225 g
	Iluminación	> 150 LUX
Imagen y Video	Resolución	1280*720 px
	Imagen y video	Si
Batería	Conexión	USB-C
	Memoria Interna	32GB
	Batería	Recargable de litio
Condiciones de trabajo	Capacidad	3.7V/1450mAh
	Ciclo de vida	>500 usos
	Duración	>240 mins
	Tiempo de carga	<2(hrs)
	Puerto de carga	Tipo C
	Entrada	100-250V 50Hz
	Salida	5V1A
Condiciones de transporte almacenamiento	Temperatura	-5°C~+50°C
	Humedad	10% a 90%
	Presión de aire	86~1060hpa
Condiciones de transporte almacenamiento	Temperatura	-10°C~+50°C
	Humedad	< 93 %
	Presión de aire	500~1060hpa

