

FICHA TECNICA PANTALLA FLEX

PINK AIR & BLUE WAY



Pantalla flexible de 3" HD con capacidad de movimiento de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante.



Cable de corriente incluido, así como batería interna de 250 min. de duración. Puede funcionar conectado a la corriente.



Memoria interna de 32 GB para grabar fotos y videos reproducibles desde la pantalla. Conecta a una pantalla externa por su puerto HDMI.

No. Registro Sanitario: 0408E2021SSA



FICHA TECNICA PANTALLA FLEX

PINK AIR & BLUE WAY



Parte	Descripción	Índice técnico
Aparato	Pantalla	3 Pulgadas LCD
	Resolución	1280*720 px.
	Angulo de visión	>70°
	Poder	<2W
	Rotación de pantalla	Izquierda/derecha 135°/135° (0°~270°) Frente/ Atras 35°/145° (0°~180°)
	Peso	225 g
Cámara	Iluminación	> 150 LUX
	Resolución	1280*720 px
Imagen y Video	Imagen y vídeo	Si
	Conexión	USB-C
	Memoria Interna	32 GB
Batería	Batería	Recargable de litio
	Capacidad	3.7V/1450mAh
	Ciclo de vida	>500 usos
	Duración	>240 mins
	Tiempo de carga	<2(hrs)
	Puerto de carga	Tipo C
	Entrada Salida	100-250V 50Hz 5V1A
Condiciones de trabajo	Temperatura	-5°C~+50°C
	Humedad	10% a 90%
	Presión de aire	86~1060hpa
Condiciones de transporte almacenamiento	Temperatura	-10°C~+50°C
	Humedad	< 93 %
	Presión de aire	500~1060hpa



No. Registro Sanitario: 0408E2021SSA